



EC REP

Stoddard ApS, Moellegade 32  
8000 Aarhus C, Denmark



## Istruzioni per l'uso

### Classificazione: Dispositivo medico di Classe 1 – Dispositivi monouso

GMDN Code	GMDN Term	Basic UDI-DI	Medical Device	MD Class
35702	Dental Abrasive Strip, single use	5051717MF02UB	Maxflex Strips	I

MFS001 Maxflex Strip – coarse/medium grit, blue/purple  
MFS002 Maxflex Strip – fine/ultra-fine grit, pink/white

Le istruzioni per l'uso e per la si riferiscono a dispositivi medici monouso e riguardano esclusivamente i prodotti elencati nelle schede dei gruppi di prodotti pertinenti.

Le strisce Maxflex servono all'odontoiatra per realizzare la finitura e la lucidatura dei restauri in composito. Le strisce sono prodotte in 2 forme diverse con 4 differenti gradi di abrasività, e offrono le migliori prestazioni quando applicate esercitando una leggera pressione.

#### STERILIZZAZIONE

- Le strisce non necessitano di sterilizzazione. Le strisce devono essere conservate nella confezione originale a temperatura ambiente e protette da polvere e umidità fino all'utilizzo.

#### STOCCAGGIO

Le strisce devono essere conservate su supporti, vassoi o altri contenitori idonei che presentino condizioni igieniche adeguate. Devono inoltre essere protette da polvere, umidità e contaminazioni durante lo stoccaggio. Se le strisce non vengono utilizzate subito, si consiglia di conservarle nella loro confezione originale.

#### USO CORRETTO

- I prodotti deformati non devono essere utilizzati e devono essere smaltiti.
- Utilizzare le strisce nell'ordine corretto indicato. Se le procedure non vengono seguite correttamente, la lucidatura potrebbe risultare di qualità inferiore.
- Indossare una maschera facciale per evitare lo scambio di agenti biologici.
- Un uso improprio produce risultati scadenti e aumenta il rischio. Questi prodotti devono essere utilizzati solo da professionisti qualificati.

#### PRESSIONE

Evitare una forza di pressione eccessiva!

- Una pressione eccessiva deve essere sempre evitata.
- Una pressione eccessiva può causare un accumulo di calore che può causare danni alla striscia.

Una pressione eccessiva può provocare un surriscaldamento che può danneggiare la polpa. In casi estremi, lo strumento potrebbe rompersi.

## ISTRUZIONI


















- 1) Inserire la parte centrale (l'area senza abrasivo) della striscia di finitura tra i punti di contatto.
- 2) Posizionare la porzione selezionata della striscia sulla superficie del composito da rifinire.
- 3) Afferrare saldamente entrambe le estremità della striscia e trascinare l'abrasivo sul composito con un movimento vigoroso avanti e indietro.
- 4) Ripetere la procedura utilizzando un'altra porzione della striscia.
- 5) Smaltire la striscia.
- 6) Ripetere i passaggi 1-5 con le strisce di lucidatura Stoddard.

## SMALTIRE GLI STRUMENTI USURATI

- Strisce fratturate e di forma non corretta possono causare lesioni.

## AVVERTENZE RELATIVE ALLA SICUREZZA

Questi strumenti odontoiatrici sono stati sviluppati e prodotti per la loro specifica applicazione chirurgica odontoiatrica. Un uso improprio può danneggiare i tessuti, causare un'usura prematura, distruggere lo strumento e mettere in pericolo l'operatore, il paziente o terzi.

	Manufacturer		Importer		Medical Device		NB Number
	Date of manufacture		Instructions for Use		Autoclave		Use by date
	Authorised Representative		Lot number		Quantity		Single use only - do not re-use
	Distributor		Product Reference		Eye Protection		Keep away from sunlight
	(01) 05051717145268 (10) 123456 (17) 260920	UDI	(01) GTIN / UDI-DI (10) PI (LOT No.) (17) PI (Expiry Date)				