



EC REP

Stoddard ApS, Moellegade 32  
8000 Aarhus C, Denmark



## Instrukcja użycia

### Klasyfikacja: wyrób medyczny klasy 1 — wyroby jednorazowego użytku

GMDN Code	GMDN Term	Basic UDI-DI	Medical Device	MD Class
35702	Dental Abrasive Strip, single use	5051717MF02UB	Maxflex Strips	I

MFS001 Maxflex Strip – coarse/medium grit, blue/purple  
MFS002 Maxflex Strip – fine/ultra-fine grit, pink/white

Grit Size	FEPA Ref	Size (Micron)	Colour
Coarse/Medium	F180	63	Blue
	F320	29.2	Purple
Fine/Ultra-fine	F400	17.3	Pink
	F800	6.5	White

Instrukcja użycia dotyczy jedynie wyrobów medycznych jednorazowego użytku i obejmuje produkty wymienione w odpowiednich wykazach grup produktów.

#### PRZEZNACZENIE I WSKAZANIA

Paski ściernie Maxflex są używane przez lekarzy dentyistów i chirurgów szczękowych do wykańczania i polerowania odbudów kompozytowych. Paski produkowane są w 2 różnych rodzajach i 4 różnych wariantach granulacji; najlepszy efekt zapewniają w przypadku stosowania delikatnego nacisku.

#### STERYLIZACJA

- Paski ściernie nie wymagają sterylizacji. Powinny być przechowywane w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej i zabezpieczone przed kurzem, pyłem i wilgocią do czasu pierwszego użycia.

#### PRZECHOWYWANIE

Paski przechowywać w higienicznych stojakach, naczyniach lub innych odpowiednich pojemnikach; podczas przechowywania wymagają zabezpieczenia przed kurzem, pyłem, wilgocią i zanieczyszczeniami. Jeżeli paski nie będą od razu użyte, zaleca się przechowywanie ich w oryginalnym opakowaniu.

#### PRAWIDŁOWE UŻYCIE

- Produkty odkształcone nie powinny być używane i należy je wyrzucić.
- Pasków używać we właściwej kolejności, ponieważ nieprawidłowo wykonywane zabiegi mogą skutkować obniżeniem jakości polerowania.
- Na twarz zakładać maskę ochronną, aby zapobiec przenoszeniu materiału biologicznego.
- Nieprawidłowe użycie jest powodem niezadowalających rezultatów i zwiększonego ryzyka. Produkty te mogą być używane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Utrzymuj w suchości
- Przechowywać z dala od światła słonecznego

## NACISK

- Unikać nadmiernego nacisku!
- Nadmierny nacisk może powodować nagrzewanie się, które może uszkodzić pasek.

Nadmierny nacisk może powodować nagrzewanie się prowadzące do urazu miazgi. W przypadkach skrajnych narzędzie może ulec złamaniu.

## INSTRUKCJA

- 1) Wprowadzić odcinek środkowy (obszar pozbawiony właściwości ściernych) paska ściernego pomiędzy punkty kontaktowe.
- 2) Wybrany fragment paska umieścić nad powierzchnią kompozytową przeznaczoną do wykończenia.
- 3) Mocno chwycić oba końce paska i energicznie przesuwając materiał ścierny nad kompozytem, wykonując ruchy posuwisto-zwrotne.
- 4) Czynność powtórzyć przy użyciu paska o innej ziarnistości.
- 5) Wyrzucić pasek.
- 6) Powtarzać czynności 1–5 z użyciem pasków Stoddard do polerowania.

## UTYLIZACJA ZUŻYTYCH NARZĘDZI

- Paski złamane lub odkształcone mogą powodować urazy.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Te narzędzia dentystyczne zostały opracowane i wyprodukowane z myślą o konkretnym zastosowaniu w ramach chirurgii stomatologicznej. Nieprawidłowe użycie może uszkodzić tkankę, spowodować przedwczesne zużycie wyrobu lub zniszczenie narzędzia oraz zagrażać operatorowi, pacjentowi bądź innym osobom.

## OSTRZEŻENIA

Zużyte narzędzia obrotowe należy uważać za skażone i wymagające podjęcia odpowiednich środków ostrożności. Należy nosić rękawiczki, ochronę oczu i maseczkę. Jeżeli istnieje ryzyko infekcji lub zakażenia krzyżowego od pacjenta, może być konieczne zastosowanie innych środków.

## PRZECIWWSKAZANIA

Brak znanych przeciwwskazań.



Wytwórca



Importer



Dystrybutor



znak CE



Data Produkcji



Instrukcja użytkownika



Ilość



data ważności



Autoryzowany  
Przedstawiciel



Numer partii



Ochrona Oczu



Utrzymuj w  
suchości



Wyrób Medyczny



Nr katalogowy



Przechowywać z  
daleka od światła  
słonecznego



Tylko  
jednorazowego  
użytku – nie  
używać ponownie



(01)05051717145268  
(10) 123456  
(17) 260920

UDI

(01) GTIN / UDI-DI  
(10) PI (LOT No.)  
(17) PI (Expiry Date)



kod UDI